

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMELIHARAAN ALAT WAKTU HANCUR	No Dokumen	: 6.4/POB 04/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi	: 1/0
	Tanggal terbit	: 19 Oktober 2018
	Halaman	: 1 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu 

ASLI

1. TUJUAN

Prosedur ini dapat digunakan sebagai panduan pemeliharaan alat waktu hancur

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan untuk pemeliharaan alat waktu hancur

3. ACUAN

Manual alat

4. PROSEDUR

- Letakkan alat waktu hancur pada meja yang dijamin stabilitasnya, terhindar dari gas korosif dan cahaya matahari langsung.
- Bersihkan gelas piala, keranjang dan cakram setiap selesai digunakan.
- Secara berkala, setiap 3 bulan, bersihkan tangas air dan selang untuk sirkulasi air, kemudian isi tangas air dengan air suling yang baru.

Disiapkan oleh:  Tarita Kamardi, S.T., M.Si.	Diverifikasi/ disahkan oleh :  Leni Maryati, Apt., M.Si. Kepala Seksi Pengujian Kimia
---	---

BBPOM DI BANDUNG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PEMELIHARAAN ALAT WAKTU HANCUR	No Dokumen	: 6.4/POB 04/BBPOM BDG/18
	Terbitan/Revisi	: 1/0
	Tanggal terbit	: 19 Oktober 2018
	Halaman	: 2 dari 2
	Setuju diterbitkan	: Tim Mutu 

ASLI

5. Dokumen Terkait

Form 6.4/PTJM-02/BBPOM BDG/18 F(04)

6. Riwayat Perubahan

Terb/Rev	Perubahan	TanggalEfektif
2/1	- Perubahan penomoran terkait implementasi ISO 12075 : 2017 - Perubahan Form 5.5/PTJM-02/BBPOM BDG/06 F(04) menjadi 6.4/PTJM-02/BBPOM BDG/18 F(04)	25 Juni 2018
1/0	Perubahan terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola BBPOM di Bandung (verifikasi dan pengesahan)	19 Oktober 2018